



## DESCRIZIONE DELLALENTE

**Nome commerciale M1Yal**

**Tipologia di lente MORBIDE A RICAMBIO MENSILE**

**Correzione Miopia Ipermetropia**

**Confezione 1 lenti in blister**

**Sistema di produzione stampaggio**

**Materiale Bioxifilcon B gruppo II**

**Uv Absorber si**

**Idrofilia 55%**

**Dk 26**

**DK/T 33.8**

**Spessore 0.08 (-3.00 )**

**Geometria Asferica ad Alta Definizione**

**Curva 8.60**

**Diametro 14.20**

**Potere Sferico da 0.00 a +/- 6.00 int. 0.25dt, da - 6.00 a -15.00 int. 0.50dt**

**Colore Blue Tint**

### Tabella applicativa consigliata

**La geometria della M1Yal può essere applicata su quasi tutta la totalità delle cornee, considerando comunemente un range di curvatura corneale da 7.60mm e 8.20mm.**



### Manutenzione consigliato

**Soleko Salina per il risciacquo, Soleko UniYal, Ekinos o sistema al Peroxide per la conservazione e disinfezione, Soleko Cleaner M per la pulizia quotidiana, Soleko I Fresh Yal o Ekinos Drops per umettare e lubrificare.**