



DESCRIZIONE DELLALENTE

Nome commerciale Sistema Yal 30

Tipologia di lente MORBIDA A RICAMBIO MENSILE

Correzione Miopia Ipermetropia

Confezione 1 lente in blister inserita nella confezione di UniYal da 100ml

Sistema di produzione stampaggio

Materiale Bioxifilcon B gruppo II

Uv Absorber si

Idrofilia 55%

Dk 26

DK/T 33.8

Spessore 0.08 (-3.00)

Geometria Asferica ad Alta Definizione

Curva 8.60

Diametro 14.20

Potere Sferico da 0.00 a +/- 6.00 int. 0.25dt, da - 6.00 a -15.00 int. 0.50dt

Colore Blue Tint

Tabella applicativa consigliata

La geometria della M1Yal può essere applicata su quasi tutta la totalità delle cornee, considerando comunque un range di curvatura corneale da 7.60mm e 8.20mm.



Manutenzione consigliata

Soleko UniYal per la conservazione e risciacquo, Soleko I Fresh Yal per umettare e lubrificare.

www.soleko.it - mail: info@soleko.it